



**Anwendungsgebiete:**

- Instrumentenaufbereitung
- Chirurgische Instrumente
- Laborutensilien
- OP-Schuhe
- Anästhesie-Material
- MIC-Instrumente

**Besondere Merkmale:**

- Edelstahlausführung, doppelwandig & isoliert
- Unterbau- oder freistehendes Modell
- Klapptür aus Edelstahl
- Mikroprozessorsteuerung
- Antibakteriell thermische Desinfektion bis 93°C
- 2 unabhängige Waschetagen, obere mit Teleskopführung
- Abluftkondensator
- Temperaturüberwachung durch 2 Sensoren
- Leistungsstarke Spülpumpe für optimalen Sprühdruk
- 2 Dosierpumpen für flüssige Reiniger
- Direkter Anschluss aus 2 Ebenen an das Reinigungssystem
- 3-fach Wasserfilter-System
- Trocknung mit Heizelement

**Technische Daten\***

Elektronische Steuerung  
Programme  
Anzeige  
Schnittstellen

Mikroprozessor  
10 Programme (5 gespeichert + 5 programmierbar)  
LED-Display  
RS 232-Schnittstelle zum Anschluss externer Drucker

Elektro-Anschluss  
Gesamtanschlusswert  
Anschlusswert Pumpe  
Geräuschentwicklung  
Wasseranschluss  
zul. Umgebungstemperatur min./max.

400 V/50 Hz  
3050 W  
550 W  
56 dB (A)  
Kaltwasser, Warmwasser, VE-Wasser  
+5°C / +40°C

Abmessungen  
Waschkammervolumen  
Waschkammer (B x T x H):  
Außenabmessungen (B x T x H):  
Gewicht

171 Liter  
555 x 500 x 540 mm  
600 x 630 x 850 mm  
93 kg

Material Waschkammer  
Material Außenverkleidung

AISI 316L Edelstahl  
AISI 304 Edelstahl

**\*Änderungen an Produkten oder technischen Spezifikationen**

**Hergestellt entsprechend folgender Richtlinien und Normen:**

**EN 61010-1, EN 61010-2-040, ISO 15883-1, ISO 15883-2, ISO 12100, 2006/95/EC, 2004/108/EC**

## Zusatzoptionen

- Durchflussmesser
- HEPA-Luftfilter H14, 99,99%
- Druckerhöhungspumpe VE-Wasser
- Waschkammerbeleuchtung
- VE-Wasser Boiler (18 Liter) seitlicher Anbau
- VE-Wasser Boiler (18 Liter) im Unterbau Maschine
- Unterbau-Schrank mit Tür
- Edelstahlschrank für Ionenaustauscher
- Zusätzliche 3. Dosierpumpe
- Externer Drucker ST1
- Integrierter Drucker ST2 nur in Verbindung mit Beistellschrank
- Anschluss 8 kW
- Wasserenthärter
- Leitfähigkeitssensor
- Prozess-Aufzeichnungssystem
- 2-Etagen Waschmittel-Schrank

**Weitere Maschinenoptionen auf Anfrage erhältlich!**

